



Be Right™



Otopina za čišćenje elektrode za spoj poroznog klina/ dijafragme, 250 mL

Proizvod #:

C20C380

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Otopina za čišćenje elektrode s kombiniranim pH za čišćenje metalnog poroznog klina/dijafragme od sulfida ili taloga/naslaga/začepljenja AgCL.

Specifikacije

Formula:	THIOUREA
Opis:	Čišćenje poroznog klina / dijafragme
Solution Type:	Čišćenje
Volumen/ veličina paketa:	250 mL