



Disperzivno sredstvo za polivinil alkohol, SCDB, 50 mL

Proizvod #: 2376526
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Za određivanje amonijaka i ukupnog Kjeldahl dušika Nessler metodom. Samostalna boca s kapaljkom od 50 mL.

Specifikacije

Broj testova:	250
Naziv metode:	Nessler
Opis:	Disperzivno sredstvo za polivinil alkohol
Parametar:	Amonijak
Platforma:	Otopina
Volument/ veličina paketa:	50 mL

Potrebni dodaci

- Otopina stabilizatora minerala, 50 mL, SCDB (Item 2376626)