



Komplet reagensa za aluminij, eriokrom-cijanin R (ECR) metoda, 20 mL

Proizvod #:

2603700

EUR Cijena:
Dostupno

Kontaktirajte nas

Opasno po zdravlje



Za određivanje aluminija, eriokrom-cijanin R (Eriochrome Cyanine - ECR) metoda. Za uzorke od 10 mL. 100 testova.

Specifikacije

Broj metode:	8326
Broj testova:	100
Mjerni rang:	0,002 - 0,250 mg/L Al
Naziv metode:	Eriokrom-cijanin R
Parametar:	Aluminij
Uređaj:	DR6000, DR3900, DR1900