



Komplet reagensa za silicij, Rapid Liquid iznimno niskog raspona

Proizvod #:

2678500

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Za određivanje silicija iznimno niskog raspona, heteropoli plava Rapid Liquid metoda. Rapid Liquid metode omogućuju ekonomičan način analiziranja višestrukih uzoraka.

Za određivanje silicija iznimno niskog raspona heteropoli plavom Rapid Liquid™ metodom. Hach metoda 8282. Raspon: 3-1.000 µg/L, komplet uključuje: otopinu reagensa za molibdat 3, otopinu reagensa za limunsku kiselinu F, otapalo za razrjeđivanje reagensa za aminokiseline i reagens u prahu za aminokiselinu F za približno 250 testova. Potreban je Pour-Thru modul.

Praktičnost

Rapid Liquid metode koriste tekuće reagense, dispenzere za bocu i pour-thru module za jednostavno testiranje.

Učinak

Budući da pour-thru modul omogućuje stacionarni optički sustav, Rapid Liquid metode tipično daju veću preciznost od metoda koje zahtijevaju pomicanje kiveta za uzorke.

Učinkovitost

Rapid Liquid metode idealne su za testiranja velikog opsega.

Specifikacije

Broj metode:	8282
Broj testova:	250
Mjerni rang:	50 mL
Naziv metode:	Heteropoli plava
Parametar:	Silicij
Platforma:	Otopina
Posebna značajka:	LR, 250 tests
Uređaj:	Sve osim DR/4000, DR/800, PC II