



Komplet reagensa za hlapljive kiseline, esterifikacija

Proizvod #:

2244700

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



For determination of Volatile Acids by the Esterification method.

Za određivanje hlapljivih kiselina metodom esterifikacije. Hach metoda 8196. Raspon: do 2.800 mg/L kao octena kiselina. Komplet uključuje reagensa za 100 testova.

Specifikacije

Broj metode:	8196
Broj testova:	100
Čuvanje uređaja:	10 °C - 25 °C
Mjerni rang:	27 - 2800 mg/L Acetic Acid
Naziv metode:	Esterifikacija
Opis:	Komplet reagensa za hlapljive kiseline
Parametar:	Hlapljive kiseline
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Komplet sadrži: etilen-glikol (203953), feriklorid - sumpornu kiselinu (204253), otopinu hidroksilamin hidroklorida (81842), standardnu otopinu natrijevog hidroksida 4,5 N (204053), standardnu otopinu sumporne kiseline 19,2 N (203832)
Uređaj:	Sve osim PC II