



Pipetni test pomoću hidrogen peroksida 1-10 g/L H₂O₂

Proizvod #:

LCW058

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



For determination of Hydrogen peroxide by the Peroxomolybdate method.

Specifikacije

Broj testova:	40
Čuvanje uređaja:	2 °C - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	1 - 10 g/L H ₂ O ₂
Naziv metode:	Peroksomolibdat
Opis:	komplet reagensa za hidrogen peroksid
Parametar:	Hidrogen peroksid
Posebne napomene:	potrebne su dodatne LCW906 okrugle kivete