



LeadTrak komplet reagensa, metoda brze stupićaste ekstrakcije, 20 testova

Proizvod #:

2375000-EU

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Nije prikazan datum isporuke



Uzorak kiselog topljivog olova u pitkoj vodi koncentriran je prvo na brzom stupićastom ekstraktoru. Olovo je zatim izdvojeno iz ekstraktora i kolorimetrijski određeno pomoću indikatora.

Komplet reagensa za određivanje olova LeadTrak[™] brzom stupićastom ekstrakcijom. Hach metoda 8317. Raspon: 5 do 150 µg/L kao Pb. Veličina uzorka: 100 mL. 20 testova u kompletu reagensa.

Specifikacije

Broj metode:	8317
Broj testova:	20
Mjerni rang:	5 - 150 µg/L Pb
Naziv metode:	LeadTrak
Parametar:	Olovo
Shipping Method:	Lead Reagent set
Uređaj:	Pogledajte metode/postupci za instrumente kompatibilne s ovim proizvodom

Potrebni dodaci

- Zaštitne rukavice veličine L, plave, nitril, bez pudera, 50 komada (Item SM743L)