



**Be Right™**



## Pufer otopina, pH 7,00, 500 mL

Proizvod #:

**1222249**

EUR Cijena:  
Dostupno

Kontaktirajte nas

### Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

Standardna pH pufer otopina za kalibraciju pH elektrode. Bezbojna pH pufer otopina. pH je  $7,00 \pm 0,02$  pri  $25^{\circ}\text{C}$ . Boca od 500 mL

#### Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerjenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

#### Osmišljeno za upotrebu s assortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerena pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

#### Pouzdano pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

### Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – $25^{\circ}\text{C}$ (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Ne
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Boca
pH vrijednost-i:	$7,00 \pm 0,02$ pH pri $25^{\circ}\text{C}$
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 6 mjeseci
Volumen/ veličina paketa:	500 mL