



Standardna otopina za vodljivost, 18000 µS/cm, NaCl, 100 mL

Proizvod #: 2307442
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standardne otopine za vodljivost za analize u laboratoriju i na terenu

Standardna otopina za vodljivost, 18000 µS/cm ±50 µS/cm pri 25 °C, 10246 mg/L ±100 mg/L kao natrijev klorid (NaCl), (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS), boca od 100 mL.

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja vodljivosti jest dobro održavanje i kalibracija vodljive kivete.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Formula:	NaCl
Koncentracija:	18000 µS/cm pri 25 °C ±50 µS/cm pri 25 °C
NIST sljedivo:	Da
Opis:	Kalibracijska otopina za vodljivost
Package settings:	Boca
Parametar:	Vodljivost
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volument/ veličina paketa:	100 mL