



Komplet pufer otopine, označeno bojom, pH 4,01, pH 7,00 i pH 10,01, 20 L

Proizvod #: 2507300
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke

Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

Komplet standardne pH pufer otopine za kalibraciju pH elektrode. Preporučeno pakiranje od 3 komada pH pufer otopine označene bojom radi lakše identifikacije. pH je $\pm 0,02$ pri 25°C. Pakiranje vrećica u kutiji zapremnine 20 L za pH 4,01, 7,00 i 10,01, s unutarnjim mjehurom na sklapanje u bijeloj kutiji od valovitog kartona. Idealna veličina pakiranja za laboratorije koji provode pH ispitivanja velikog volumena.

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Uštedite kupnjom 3 pakiranja pH pufera!

Smanjenje troškova za 33 % u odnosu na kupnju jedne boce

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Vrećica u kutiji (BiB)
pH vrijednost-i:	4,01, 7,00 i 10,01 $\pm 0,02$ pH pri 25 °C
Volument/ veličina paketa:	3 pk of 20 L