



Standardna otopina za vodljivost, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl, 50 mL

Proizvod #: 1440026
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Standardne otopine za vodljivost za analize u laboratoriju i na terenu

Standardna otopina za vodljivost, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 10 \mu\text{S}/\text{cm}$ pri 25 °C, 491 mg/L $\pm 2,5$ mg/L kao natrijev klorid (NaCl), (1 $\mu\text{S}/\text{cm} \sim 0,5$ mg/L TDS), boca od 50 mL s vrhom za ulijevanje.

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja vodljivosti jest dobro održavanje i kalibracija vodljive kivete.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Formula:	NaCl
Koncentracija:	1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pri 25 °C $\pm 10 \mu\text{S}/\text{cm}$ pri 25 °C
NIST sljedivo:	Da
Opis:	Kalibracijska otopina za vodljivost
Package settings:	Boca
Parametar:	Vodljivost
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volument/ veličina paketa:	50 mL