



Jastučići za podešivač ionske jakosti amonija (ISA), komplet od 100 kom.

Proizvod #:

2980699

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Podešivač ionske jakosti (Ionic Strength Adjustor, ISA) za određivanje amonijaka metodom ion-selektivne elektrode (ISE). Eliminira se većina interferencija. Komplet od 100 jastučića.

Specifikacije

Koncentracija:	ISA
Package settings:	Jastučići
Parametar:	Amonij
Volumen/ veličina paketa:	100 u kompletu