



Standardna otopina za vodljivost, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, KCl, 125 mL

Proizvod #: LZW9711.99
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standardne otopine za vodljivost za analize u laboratoriju i na terenu

Standardne otopine za vodljivost. 1413 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 12 \mu\text{S}/\text{cm}$ pri 25 °C, kao kalijev klorid (KCl) (0,01 M). Boca od 125 mL.

Velik izbor koncentracija

i veličina pakiranja

Standardi za vodljivost tvrtke Hach ponuđeni su u velikom broju veličina koje odgovaraju svakoj okolini korisnika te standardnim radnim praksama.

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach

Temelj za točna mjerenja vodljivosti jest dobro održavanje i kalibracija vodljive kivete.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Formula:	KCl
Koncentracija:	0.01 M KCl
NIST sljedivo:	Da
Opis:	Kalibracijska otopina za vodljivost
Package settings:	Boca
Parametar:	Vodljivost
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volumen/ veličina paketa:	125 mL