



Pufer otopina, pH 1,09, 500 mL

Proizvod #:

S11M009

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Standardna pH pufer otopina za kalibraciju pH elektrode s certifikatom analize*. Bezbojna pH pufer otopina, pH je $1,09 \pm 0,02$ pri 25 °C. Boca od 500 mL

*Možete preuzeti na poveznici www.hach.com: pod izbornikom Support/Service (Podrška/Servis), Certificate of Analysis (Certifikat analize) koristeći se kodom proizvoda te serijskim brojem proizvoda.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Ne
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Boca
pH vrijednost-i:	$1,09 \pm 0,02$ pH pri 25 °C
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volumen/ veličina paketa:	500 mL