



Puferirana voda za razrjeđivanje, 99 mL, komplet od 25 kom.

Proizvod #:

1430598

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Nije prikazan datum isporuke

Pufer od magnezijeva klorida / kalijeva fosfata, 99 mL. Puferirana voda za razrjeđivanje (potrebna za testiranje vode koja nije za piće), komplet od 25 kom.

Potpuna rješenja za testiranje vode za rekreativne aktivnosti

Hach nudi niz medija i sklopova za sve vaše potrebe

povremenog testiranja.

Potpuna rješenja za testiranje otpadne vode

Hach je pripremio medije i prikladne sklopove za brzo i jednostavno

testiranje otpadne vode i vode koja nije za piće.

Potpuna rješenja za testiranje vode za piće

Neovisno o metodi koju korisnik odabere za ispitivanje uzoraka

vode za piće, Hach je pripremio medije i prikladne sklopove za

jednostavno i brzo testiranje.

Specifikacije

Volument/ veličina paketa:

u kompletu