



Sension+ pH kombinirana elektroda s gelom (općenita upotreba)

Proizvod #:

LZW5010T.97.002

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Jeftina pH elektroda ispunjena gelom s keramičkom dijafragmom. Automatska kompenzacija temperature. Tijelo od polikarbonata. Raspon 0-14 pH, 0-80°C. Kabel duljine 1 m. Za stolni mjerač.

Ova pH elektroda s jednostavnim održavanjem prikladna je za mjerenja u vodenom mediju općenito. Štitnik za skladištenje sprječava oštećenje i služi kako bi se izbjegao prekomjerni pritisak dijafragme.

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Inclusive storage protector.

Specifikacije

Accuracy:	0,002 pH s pH31 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 130 mm
Duljina:	130 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Konektori:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Materijal:	Tijelo senzora: polikarbonat
Mjerni rang:	0 - 14 pH
Otopina za punjenje:	Gel koji se ne može ponovo puniti
Parametar:	pH
Spoj sonde:	Keramička glava
Temperaturni rang:	0 - 80 °C
Temperaturni senzor:	Pt 1.000
Termistor:	Pt 1.000
Vrsta senzora:	Staklo
Vrsta sonde:	Laboratorij