



Sension+ Univerzalna vodljiva elektroda

Proizvod #: LZW5070.97.0002
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Vodljiva kiveta s Pt elektrodama i tijelom od stakla. Konstanta kivete $C=1\text{ cm}^{-1}$. Automatska kompenzacija temperature. 1 m kabla. Za stolni mjerač.

Raspon mjerenja $0,2\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm , $0-80^{\circ}\text{C}$.

Elektroda je prikladna za vodene primjene općenito.

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Specifikacije

Accuracy:	0,50% EC i TDS
Dimenzije (D x D):	12 mm x 130 mm
Duljina:	130 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	12 mjeseci
Konektori:	RJ45 (phone)
Materijal:	Tijelo senzora: vanjska strana: polikarbonat; unutarnja strana: staklo
Measuring range conductivity:	$0,2\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Mjerni rang:	$0,2\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Otopina za punjenje:	-
Parametar:	Vodljivost
Spoj sonde:	-
Temperaturni rang:	$0 - 80^{\circ}\text{C}$
Temperaturni senzor:	Pt 1.000
Termistor:	Pt 1.000
Vrsta:	Lab
Vrsta senzora:	3-polna platina, $k = 0,7\text{ cm}^{-1}$
Vrsta sonde:	Laboratorij