



Sension+ pH elektroda s gelom i keramičkom dijafragmom (općenita upotreba)

Proizvod #: LZW5050T.97.002

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Dostupno

Jeftina pH elektroda ispunjena gelom s keramičkom dijafragmom. Automatska kompenzacija temperature. Tijelo od polikarbonata. Raspon 0-14 pH, 0-80°C. Kabel duljine 1 m. Za prijenosne mjerače.

Ova pH elektroda s jednostavnim održavanjem prikladna je za mjerenja u vodenom mediju općenito. Štitnik za skladištenje sprječava oštećenje i služi kako bi se izbjegao prekomjerni pritisak dijafragme.

Ergonomski i robustan

Integrirani temperaturni senzor

Niske potrebe za održavanje

Specifikacije

Accuracy:	0,02 pH s pH1 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 85 mm
Duljina:	85 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Konektori:	Sension+ MP5
Materijal:	Tijelo senzora: polikarbonat
Mjerni rang:	0 - 14 pH
Otopina za punjenje:	Gel koji se ne može ponovo puniti
Parametar:	pH
Spoj sonde:	Keramička glava
Temperaturni rang:	0 - 80 °C
Termistor:	Pt 1.000
Vrsta:	Prijenosni
Vrsta senzora:	Staklo
Vrsta sonde:	Prijenosna