



Chemkey reagensi za slobodni klor (paket od 300 komada)

Proizvod #:	8499300
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

ChemkeyJEVI za slobodni klor, raspon 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA). 12 kutija od 25 (ukupno 300 testova).

Specifikacije

Broj metode:	10260
Mjerni rang:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Parametar:	Slobodni klor
Platforma:	Chemkeys
Volumen/ veličina paketa:	Ukupno 300 testova