



Sension+ pH kombinirana elektroda (prljavi uzorci)

Proizvod #: LZW5011T.97.002
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke

pH elektroda s otvorenom kružnom dijafragmom i čvrstim elektrolitom. Automatska kompenzacija temperature. Tijelo od stakla. Raspon 2-14 pH, 0-80°C. Kabel duljine 1 m. Za stolni mjerač.

Elektroda je prikladna za otpadne vode, prljave uzorke, viskozne medije i primjenu u prehrambenoj industriji. Otvorena dijafragma oko membrane olakšava mjerenje u medijima gdje za druge elektrode postoje određene poteškoće.

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Specifikacije

Accuracy:	0,002 pH s pH31 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 130 mm
Duljina:	130 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Konektori:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Materijal:	Tijelo senzora: staklo
Mjerni rang:	2 - 14 pH
Otopina za punjenje:	Nepunjivi čvrsti polimer
Parametar:	pH
Posebna značajka:	Čvrsti gel za uzorke s velikim udjelom krutih tvari
Spoj sonde:	Otvoreno
Temperaturni rang:	0 - 80 °C
Temperaturni senzor:	Pt 1.000
Termistor:	Pt 1.000
Vrsta senzora:	Staklo
Vrsta sonde:	Laboratorij