



Sension+ 5130 Prijenosna polarografska sonda za mjerenje otopljenog kisika

Proizvod #: LZW5130.97.0002

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Nije prikazan datum isporuke

DO polarografska sonda s kabelom duljine 1 metar i MP5 priključkom za upotrebu s prijenosnim mjeračima.

Polarografska sonda za mjerenje otopljenog kisika (DO - dissolved oxygen) s izdržljivim tijelom od plastike, zamjenjiva membrana propusna za kisik, punjiva referentnim elektrolitom i s ugrađenim temperaturnim senzorom. Sonda ima fiksni kabel duljine 1 metra i MP5 priključak za upotrebu s prijenosnim mjeračima za mjerenje otopljenog kisika. Sonda je isporučena sa bocom otopine elektrolita od 30 mL, dva membranska modula i trakama za poliranje.

Elektroda je idealna za mjerenje otopljenog kisika u vodenim primjenama općenito – naročito na području okoliša.

Napomena: SENSION+ 5130 DO sonda kompatibilna je s verzijama SENSION+ DO6 mjerača proizvedenih prije siječnja 2013. Kako bi provjerili kompatibilnost sa svojim SENSION+ DO6 mjeračem, nazovite podršku za pomoć.

Specifikacije

Accuracy:	±0,5 mg/L
Dimenzije (D x D):	12 mm x 120 mm (bez drške)
Duljina:	120 mm (bez drške)
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	6 mjeseci
Konektori:	Sension+ MP5
Materijal:	Tijelo sonde: ABS i POM (najlon)
Mjerni rang:	0,03 mg/L - zasićenost
Otopina za punjenje:	2759123
Parametar:	Dissolved Oxygen
Temperaturni rang:	0 - 50 °C
Termistor:	Integrirana 30 kohm NTC
Vrsta:	Prijenosni
Vrsta senzora:	Zamjenjiva PTFE membrana; Pt katoda; Ag anoda
Vrsta sonde:	Prijenosni polarografski mjerač otopljenog kisika

Potrebni dodaci

- Membranes for dissolved oxygen Membranes for dissolved oxygen sensor 51970, 2 pieces (Item 5197300)
- Otopina za punjenje, unutrašnja, polarografski DO, 50 mL (Item 2759126)