



Standardna otopina fosfata, 50 mg/L kao PO₄ (NIST), 500 mL

Proizvod #: 17149
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standard za jedan parametar za analitičku kontrolu kvalitete.

Specifikacije

Koncentracija:	50 mg/L PO ₄
Opis:	Standardna otopina fosfata, 50 mg/L PO ₄ (NIST), 500 mL
Parametar:	Fosfat
Platforma:	Otopina
Volumen/ veličina paketa:	500 mL 500