



Otopina za čuvanje za pH elektrodu, 500 mL

Proizvod #: 2756549
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Otopina za čuvanje za pH elektrodu, boca od 500 mL

Specifikacije

Formula:	KCl, KH ₂ PO ₄ , Na ₂ HPO ₄ , glutaraldehyd
Opis:	pH
Platforma:	Otopina
Solution Type:	Čuvanje
Volumen/ veličina paketa:	500 mL