



Kivetni test za ortofosfate 1,6-30 mg/L PO₄-P

Proizvod #:

LCK049

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	1,6 - 30 mg/L PO ₄ -P
Mjerni rang (2):	5 - 90 mg/L PO ₄
Naziv metode:	Vanadomolibdat
Opis:	Ortofosfat
Parametar:	Fosfat, orto
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900