



Kivetni test za nikalne kisele kupke 5-120 g/L Ni

Proizvod #:

LCK237

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	5 - 120 g/L Ni
Naziv metode:	Intrinzična boja kupke
Opis:	Kisele kupke oplata od nikla, kupke u nikal-sulfatu i nikal-sulfamatu
Parametar:	Nikal
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900