



Kivetni test (MEBAK) s jedinicama gorčine ≥ 2 BU

Proizvod #:

LCK241

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Ready-to-use, high-precision pre-dosed cuvette tests

Reduction of errors due to bar-coded cuvettes

RFID technology to document the shelf life of the cuvettes and ensure traceability of your analyses

No reagent blank needed

Innovative cuvette and reagent technique

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	≥ 2 Bitter units
Naziv metode:	MEBAK II
Parametar:	Jedinice gorčine
Platforma:	LCK
Standard method:	MEBAK
Uređaj:	DR6000