



Be Right™



Kivetni test sa susjednim diketonima 0,015-0,5 mg/kg diacetil

Proizvod #:

LCK242

Opošno po zdravlje

EUR Cijena:
Dostupno

Kontaktirajte nas



Izbjegnite nepoželjne okuse u vašem pivu i zaštitite kvalitetu vaših proizvoda mjereći VDK (vicinalne diketone).

Za upotrebu sa vašim Hach DR6000 spektrofotometrom. LCK242 omogućuju vam da na jednostavan način i bez kemijskog otpada testirate vaš uzorak na VDK. Osim toga, kivetni testovi daju kvalitetne rezultate, slobodne od potencijalnih vanjskih interferencijskih analiza. Dizajnirani su da vam svaki put sa točnim rezultatima pojednostavljaju analizu.

Značajke uključuju:

Spremni za upotrebu, unaprijed dozirani kivetni testovi

Smanjenje pogrešaka zbog bar kodova na kivetama

RFID tehnologija dokumentira vrijeme trajanja kiveta, te osigurava sljedivost vaših analiza

Slijepa proba reagensa nije potrebna

Inovativna tehnika reagensa i kiveta

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	0,015 - 0,5 mg/kg Diacetil
Naziv metode:	MEBAK II
Parametar:	Susjedni diketoni (VDK)
Platforma:	LCK
Uredaj:	DR6000