



Kivetni test za aluminij 0,02-0,5 mg/L Al

Proizvod #:

LCK301

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, daje maksimalnu sigurnost, jednostavna upotreba, sustav za fotometrijsku provjeru i zaštita okoliša

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24 (u test je uključena nulta otopina)
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	0,02 - 0,5 mg/L Al
Naziv metode:	Kromazurol S
Parametar:	Aluminij
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900