



Kivetni test za amonijak 0,015-2,0 mg/l NH₄-N

Proizvod #:

LCK304

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Barkod naljepnica za automatsko prepoznavanje u fotometru i Truecal kalibraciju

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	0,015 - 2,0 mg/L NH ₄ -N
Mjerni rang (2):	0,02 - 2,5 mg/L NH ₄
Naziv metode:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Parametar:	Amonijak
Platforma:	LCK
Truecal:	Da
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900