



Kivetni test za klorid 1-70 mg/L / 70-1000 mg/L Cl

Proizvod #:

LCK311

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	1 - 70 mg/L Cl
Mjerni rang (2):	70 - 1000 mg/L Cl
Naziv metode:	Željezo (III)-tiocianat
Parametar:	Klorid
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	2 raspona mjerenja s 1 testom
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900