



Kivetni test za krom (III i VI) 0,03-1,0 mg/L Cr

Proizvod #:

LCK313

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,03 - 1,0 mg/L Cr VI
Mjerni rang (2):	0,03 - 1,0 mg/L Cr - ukupno
Naziv metode:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Opis:	Krom VI i ukupni
Parametar:	Krom
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	Test sadrži razgradnju za ukupni krom
Potrebna digestija:	Da, za ukupni krom
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900