



Kivetni test za aktivnost mulja (TTC)

Proizvod #:

LCK318

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C
Mjerni rang:	5 - 200 µg Formazan (SA)
Mjerni rang (2):	0 - 500 % Rezidualna aktivnost (RA)
Naziv metode:	DIN 38412-3
Opis:	Test provjere za aktivnost mulja (TTC-SA) ili aktivnost rezidualnog mulja (TTC-RA)
Parametar:	Aktivnost mulja
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900

Potrebni dodaci

- Komplet za membransku filtraciju s 50 membranskih filtera od 1,2 µm (Item LCW904)
- Komplet dodatnog pribora za aktivnost mulja (Item LZC918)