



**Be Right™**



## Kivetni test za cijanid (jednostavno se oslobođa) 0,03-0,35 mg/L CN<sup>-</sup>

Proizvod #:

EUR Cijena:  
Dostupno

LCK319

Kontaktirajte nas

Opasno po zdravlje



### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerena

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerena pomoću boja

### Specifikacije

Broj testova: 24 (u test je uključena nulta otopina)

Čuvanje uređaja: 2 - 8 °C (držati na hladnom)

EPA compliant: nije raspoloživo

Mjerni rang: 0,03 - 0,35 mg/L CN

Naziv metode: Hach metoda

Opis: jednostavno se oslobođa

Parametar: Cijanid

Platforma: LCK

Uređaj: DR3900, DR6000, DR1900