



Be Right™



Kivetni test za kationske surfaktante 0,2-2,0 mg/L

Proizvod #:

LCK331

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,2 - 2,0 mg/L
Naziv metode:	Bromofenol plava
Opis:	Cetiltrimetilamonij bromid (CTAB)
Parametar:	Surfaktanti, kationski
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900