



Kivetni test za fenole 5-150 mg/L

Proizvod #:

LCK346

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Spremno za upotrebu, daje maksimalnu sigurnost, jednostavna upotreba, sustav za fotometrijsku provjeru i zaštita okoliša

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24 (u test je uključena nulta otopina)
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	5 - 150 mg/L Fenoli
Naziv metode:	ISO 6439-1990, DIN 38409 H16
Parametar:	Fenoli
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900