



Kivetni test za fosfate (orto/ukupne) 0,05-1,5 mg/L PO₄-P

Proizvod #:

LCK349

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Službeno odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Barkod naljepnica za automatsko prepoznavanje u fotometru i Truecal kalibraciju

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,05 - 1,5 mg/L PO ₄ -P
Mjerni rang (2):	0,15 - 4,5 mg/L PO ₄
Naziv metode:	ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11
Opis:	Orto/ukupni fosfati
Parametar:	Fosfat, orto + ukupni
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	Za ukupni F
Standard method:	EN ISO 6878
Truecal:	Da
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900