



Be Right™



Kivetni test za srebro 0,04-0,8 mg/L Ag

Proizvod #:

LCK354

Opošno po zdravlje

EUR Cijena:
Dostupno

Kontaktirajte nas



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerena

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerena pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,04 - 0,8 mg/L Ag
Naziv metode:	Hach metoda
Parametar:	Srebro
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900