



## Kivetni test za srebro 5-2.500 mg/L Ag

Proizvod #:

LCK355

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



### LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

#### Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

---

### Specifikacije

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Broj testova:    | 25                                                            |
| Čuvanje uređaja: | 2 - 8 °C (držati na hladnom)                                  |
| EPA compliant:   | nije raspoloživo                                              |
| Mjerni rang:     | 5 - 400 mg/L Ag (I)                                           |
| Mjerni rang (2): | 400 - 2500 mg/L Ag (II)                                       |
| Naziv metode:    | Hach metoda                                                   |
| Opis:            | dva mjerna raspona: (I) 5-400 mg/L Ag, (II) 400-2.500 mg/L Ag |
| Parametar:       | Srebro                                                        |
| Platforma:       | LCK                                                           |
| Uređaj:          | DR3900, DR6000, DR1900                                        |