



Kivetni test za Starch 2-150 mg/L

Proizvod #:

LCK357

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	2 - 150 mg/L Starch
Naziv metode:	Hach metoda
Opis:	kivetni test za topljiv Starch
Parametar:	Starch
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900