



Kivetni test za kositar 0,1-2 mg/L Sn

Proizvod #:

LCK359

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	24 (u test je uključena nulta otopina)
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,1 - 2,0 mg/L Sn
Naziv metode:	Piridinfluoren (PYF)
Opis:	topljivi kositar
Parametar:	Kositar
Platforma:	LCK
Posebne napomene:	Izraz "topljivi kositar" odnosi se na kompleksne ili neotopljene spojeve s kositrom (npr. kositar-NTA kompleks) koji se mogu otopiti u klorovodičnoj kiselini uz prisutnost oksidirajućeg agenta. Otopljeni kositar (II)- i (IV)-ioni
Potrebna digestija:	da
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900