



Kivetni test za TOC (metoda razlike) 2-65 mg/L C

Proizvod #:

LCK380

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Odobreno za granice pristanka. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	2 - 65 mg/L C
Mjerni rang (2):	TC 12 - 75 mg/L C
Naziv metode:	DIN 38409-H3
Opis:	Ukupni organski ugljik
Parametar:	TOC
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	da
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900