



Kivetni test za AOX 0,05-3,0 mg/L

Proizvod #:

LCK390.00

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Za fotometrijsko određivanje adsorpcijskih organskih halogena. Jednostavna upotreba, zapakirano u kompletno opremljenu kutiju.

Specifikacije

Broj testova:	24
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
EPA compliant:	nije raspoloživo
Mjerni rang:	0,05 - 3,0 mg/L AOX
Naziv metode:	DIN EN ISO 9562
Opis:	Adsorpcijski organski halogeni
Parametar:	AOX
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900