



Komplet reagensa za mangan 0,2-5 mg/L / 0,02-1,0 mg/L Mn

Proizvod #:

LCW032

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Komplet reagensa za mangan 0,2-5 mg/L Mn (okrugla ili 10 mm pravokutna kiveta) / 0,02-1,0 mg/L Mn (50 mm pravokutna kiveta)

For determination of Manganese by the Formaldoxime method.

Specifikacije

Broj testova:	50
Čuvanje uređaja:	2 °C - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	0,2 - 5 mg/L Mn (okrugla ili 10 mm pravokutna kiveta)
Mjerni rang (2):	0,02 - 1 mg/L Mn (50 mm pravokutna kiveta)
Naziv metode:	Formaldoksim
Opis:	Komplet reagensa za mangan
Parametar:	Mangan