



Komplet reagensa za mangan 0,005-0,5 mg/L Mn

Proizvod #:

LCW532

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



For determination of Manganese by the PAN method.

Specifikacije

Broj testova:	50
Čuvanje uređaja:	15 °C - 25 °C
Mjerni rang:	0,005 - 0,5 mg/L Mn
Naziv metode:	1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN)
Opis:	komplet reagensa za mangan
Parametar:	Mangan
Posebne napomene:	Potrebna je 50 mm pravokutna kiveta LZP341

Potrebni dodaci

- Kiveta za uzorke, 50 mm, pravokutna PMMA, 10 komada. (Item LZP341)