



Kombinirana srebrna metalna elektroda Intellical MTC306 za argentometriju titracije AT1000

Proizvod #: MTC30601
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Intellical MTC306 je digitalna kombinirana elektroda sa srebrnim metalnim štapićem s punjivim referentnim elementom i ugrađenim temperaturnim senzorom. Sonda je dostupna s kablom od 1 metra i namijenjena je za titraciju uz upotrebu instrumenta Titrilab AT1000 Series. Elektroda MTC306 idealna je za argentometriju taložne titracije za određivanje udjela klorida/soli u vodi i prehrambenim proizvodima.

Specifikacije

Dimenzije (D x D):	12 mm x 200 mm
Duljina:	200 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	12 mjeseci
Masa:	0,1 kg
Method Type:	Laboratorij: RedRod / punjivi referentni element
Mjerni rang:	±1200 mV
Otopina za punjenje:	1 M KNO ₃ (br. 28564026)
Parametar:	Argenometrijska titracija
Posebna značajka:	Argentometrijska (srebrov nitrat) titracija
Product Kit:	Model: MTC306
	Uključena dodatna oprema: ništa
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoksidna smola
Spoj:	Porozni igličasti/pin spoj
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	± 0,3 °C
Temperaturni rang:	0-80°C
Termistor:	ATC
Test requirements:	Potreban parametar: argentometrijska titracija
	Minimalna dubina uzorka (mm): 20
Vrsta elektrode:	Metalna redoks titracija, Pt/Ref
Vrsta senzora:	Srebrni štapić

Vrsta sonde:

Standardna