



Dvostruka platinasta elektroda Intellical MTC695 za redoks titracije AT/KF1000

Proizvod #: MTC69501
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Intellical MTC695 je sonda od platine s dvostrukim spojnica s ugrađenim senzorom za temperaturu. Sonda je dostupna s kabelom od 1 metra i namijenjena je za titraciju uz upotrebu instrumenta TitrLab AT1000 Series. Sonda MTC695 idealna je za jodometrijsku redoks titraciju s nametnutom strujom za određivanje slobodnog i ukupnog klora, klorovog dioksida te sulfita u vodu i sumporovog dioksida u vinima. Ova se sonda primjenjuje i za određivanje sadržaja vlage prema Karlu Fischeru s instrumentom TitrLab KF1000 Series.

Specifikacije

Dimenzije (D x D):	12 mm x 200 mm
Duljina:	200 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	12 mjeseci
Masa:	0,1 kg
Method Type:	Dvostruka platinasta elektroda za titraciju
Mjerni rang:	± 1200 mV (± 200 μ A)
Parametar:	Redoks titracija
Posebna značajka:	Redoks titracija s nametnutom strujom
Product Kit:	Model: MTC695
	Uključena dodatna oprema: ništa
Sensor material:	Epoksidna smola
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	$\pm 0,3$ °C
Temperaturni rang:	-10 do 80 °C
Termistor:	ATC
Test requirements:	Potreban parametar: RedOx titracija
	Minimalna dubina uzorka (mm): 10
Vrsta elektrode:	Metalna redoks titracija, Pt-Pt
Vrsta senzora:	Žice od platine
Vrsta sonde:	Standardna