



Chemkey reagensi za slobodni amonijak (kutija od 25 komada)

Proizvod #:

9429000

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

ChemkeyJEVI za slobodni klor, raspon 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Broj metode:	10260
Mjerni rang:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Parametar:	Slobodni klor
Platforma:	Chemkeys
Volumen/ veličina paketa:	Kutija od 25 komada