



Chemkey reagensi za monokloramin (kutija od 25 komada)

Proizvod #:	9429400
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Chemkey JEVI za monokloramin, raspon 0,04 - 4,0 mg/L Cl₂. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Mjerni rang:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Parametar:	Monokloramin
Platforma:	Chemkeys
Volument/ veličina paketa:	Kutija od 25 komada