



Chemkey reagensi za slobodni amonijak i monokloramin (kutija od po 25 komada za svakog)

Proizvod #: 9429600
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

ChemkeyJEVI za slobodni amonijak, 0,05 - 0,5 mg/L i monokloramin, 0,04 - 4,00 mg/L. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Kit Option:	Free Ammonia & Monochloramine
Mjerni rang:	0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N 0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Parametar:	Slobodni amonij Monokloramin
Platforma:	Chemkeys
Volumen/ veličina paketa:	Kutija od po 25 komada za svakog