



Cilindar, graduirani, za miješanje, epruveta, 25 mL $\pm 0,3$ mL, odjeljci od 0,5 mL, polietilenski čep

Proizvod #:	2088640
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Ovaj stakleni graduirani cilindar kalibrian je za baždarenost s integriranom bazom. Svaki sadrži polietilenski čep. Gradacije su u izdržljivoj plavoj ispečenoj glazuri.

Specifikacije

Certificiranja:	Klasa B
Kapacitet:	25 mL
Materijal tijela mjerača:	Staklo
Mjerna metoda:	Baždarena ulijevanjem
Volument/ veličina paketa:	1 svaka
Vrsta:	Jednometrički, miješanje